

3 マルチモードマイクロプレートリーダー

管理講座 生化学講座
設置場所 楠元3階 検査部門実験室4 (5305室)
管理責任者 鈴木 崇弘
電話番号 1342

	設備	製造会社	規格
設備内容	Mitras LB940	ベルトールド	LB940-TRF

機器の概要 蛍光、発光、および吸光度の測定に対応したベルトールド社製マルチモードプレートリーダーです。生体微量成分を測定するための様々なアプリケーションに対応し、96 ウェルプレートを用いた多検体解析を行うことができます。特長として、インジェクターを利用したフラッシュ発光測定機能と、時間分解蛍光 (TRF) 測定機能を備えています。

使用上の注意 適切に使用して頂くために、初めて使用する際は、管理責任者にご連絡ください。インジェクターを初めて使用する際も、必ずご連絡ください。また、波長フィルターの増設を希望する場合も、管理責任者にご連絡ください。
なお、備え付けのログブックに、必ず使用内容を記入してください。

